

Hanks 平衡盐溶液(1×HBSS,含酚红)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
Hanks 平衡盐溶液(1×HBSS,含酚红)	JLC3090	500ml	58	4℃

操作步骤:

无需配制, 直接使用。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。

Hanks 平衡盐溶液(1×,含酚红)由于含钙离子, 易产生沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生较多沉淀应弃用。该试剂经过滤除菌。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。