

Earles 平衡盐溶液(1*EBSS,含钙镁糖酚红)

操作步骤:

无需配制, 直接使用。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。

Earles 平衡盐溶液(1×EBSS,含钙镁糖酚红)由于含钙离子, 易产生少许沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生的沉淀较多应弃用。该试剂经过滤除菌。

有效期: 3 个月有效。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
Earles 平衡盐溶液(1*EBSS,含钙镁糖酚红)	JLC3108	500ml	82	4℃