

Earles 平衡盐溶液(10×EBSS,含钙镁糖)

操作步骤:

进行细胞培养过程中细胞的洗涤时,按 10×EBSS 溶液:无菌水=1:9 进行稀释,即取 10×EBSS 溶液 1 份、无菌水 9 份,充分混匀,即获得 EBSS 工作液。

进行常规实验(不要求无菌)时,按 10×EBSS 溶液:双蒸水或去离子水=1:9 进行稀释,即取 10×EBSS 溶液 1 份、双蒸水或去离子水 9 份,充分混匀,即获得 EBSS 工作液。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时,应注意无菌操作,避免被微生物污染。

Earles 平衡盐溶液(10×EBSS,含钙镁糖)由于含有钙离子,易产生少许沉淀,出现该种情况后,一般置于温浴至沉淀溶解即可,如果产生较多沉淀应弃用。该试剂经过滤除菌。

有效期: 6 个月有效。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
Earles 平衡盐溶液(10×EBSS,含钙镁糖)	JLC3105	500ml	185	4℃