

葡萄糖-6-磷酸酶染色液(铅法)

摘要

葡萄糖-6-磷酸酶

产品介绍

葡萄糖-6-磷酸酶主要由孵育液、硝酸钴、硫化铵、等组成。酶活性部位呈棕色沉淀。

葡萄糖-6-磷酸酶染色液(铅法)采用重金属捕捉剂和磷酸结合显示酶的活性。该酶对固定很敏感，组织经 80%乙酸溶液固定后用石蜡包埋，G-6-Pase 完全被抑制。