

## 糖原 PAS 染色液

### 摘要

经典的糖原染色法,不仅能够显示糖原,还能显示中性黏液性物质和某些酸性物质以及软骨、垂体、真菌、色素、淀粉样物质、基底膜

### 产品介绍

经典的糖原染色法,不仅能够显示糖原,还能显示中性黏液性物质和某些酸性物质以及软骨、垂体、真菌、色素、淀粉样物质、基底膜糖原染色中推荐采用该染色液,是常用的经典糖原染色法,高碘酸和 schiff 试剂应低温保存。染色结果为: PAS 反应阳性物质(糖原或多糖)均呈红色或紫红色;细胞核呈蓝色。