

过氧化物酶染色液(氧化 WG-KI 法)

摘要

过氧化物酶染色

产品介绍

过氧化物酶染色主要由固定液、WG-KI 溶液等组成,混合后使用。氧化 WG 染色液比较稳定不易变质,且比联苯胺更加安全实用。

过氧化物酶染色液(氧化 WG-KI 法)是 Leagene 经改良后的 Pereira POX 染色法,该染液可用于血液、骨髓或细胞涂片过氧化物酶染色,POX 活性部位呈棕红色至蓝黑色颗粒,定位于细胞质中。