

## 精子形态学染色液(巴氏法)

### 摘要

用于精子形态分析,评估畸形率

### 产品介绍

细胞学常规染色普遍使用巴氏(Papanicolaou)法, Papanicolaou Stain 初仅用于检测阴道上皮水平以及生殖道念珠菌、滴虫等病原体。橘黄 G6 与 EA36 或 EA50 联合使用, 可将胞浆染成颜色鲜明的绿色、蓝色和粉色。目前大多数实验室采用成品染液, 所以每种染液应注意其改良后的条件。

最终胞浆染色应透明可见, 核染色质应很容易辨别出来。目前改良的巴氏染色液含有多种离子, 具有多色性染色效能。染色后胞质鲜艳、透明性好以及核膜、核仁、染色质结构清晰。