

病毒包涵体染色液(Lendrum 法)

摘要

病毒包涵体染色，采用荧光桃红和酒石黄染色法，包涵体成鲜红色,细胞核呈蓝灰色，红细胞呈橙色-红色不等，背景黄色。

产品介绍

病毒包涵体染色，采用荧光桃红和酒石黄染色法，包涵体成鲜红色,细胞核呈蓝灰色，红细胞呈橙色-红色不等，背景黄色。Paneth 细胞、Russell 小体和角蛋白与病毒包涵体一样，很难褪去红色，成为观察病毒包涵体的主要干扰因素。