

Earles 平衡盐粉剂(1×EBSS,含钙镁糖酚红)

操作步骤:

取 1 份 Earles 平衡盐粉剂(1×EBSS,含钙镁糖酚红), 溶解于 1L 去离子水或双蒸水中, 充分混匀, 即可使用。
如有必要, 应过滤除菌, 不可高压灭菌。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。Earles 平衡盐溶液(1×EBSS, 含钙镁糖酚红)由于含钙离子, 易产生少许沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生的沉淀较多应弃用。

有效期: 24 个月有效。