

HEPES-KAc 裂解缓冲液

为了分离酵母亚细胞组分，细胞壁较厚的酵母菌必须经过裂解。差速离心法能够依照原生质体中各个亚细胞组分的大小，粗略的将他们分开，获得较多的细胞器或膜成分，并去除多余组分或减少样品体积。

HEPES-KAc 裂解缓冲液主要由 HEPES、乙酸钾、200 mM 山梨醇、1mM EDTA 组成，高压灭菌，用于裂解原生质体，获得亚细胞组分。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
HEPES-KAc 裂解缓冲液	JLC5395	100ml	180	4℃ 避光

操作步骤:

根据实验要求操作。

注意事项:

- 1、注意无菌操作，避免反复冻融。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 2个月有效。