

D-Hanks 平衡盐溶液(1×,无酚红)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
D-Hanks 平衡盐溶液(1×,无酚红)	JLC3083	500ml	54	4℃

操作步骤:

无需配制，直接使用。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时，应注意无菌操作，避免被微生物污染。

D-Hanks 平衡盐溶液(1×,无酚红)，由于不含钙离子，不易产生沉淀，出现该种情况后，一般置于温浴至沉淀溶解即可，如果产生较多沉淀应弃用。试剂经过滤除菌。

有效期: 3 个月有效。0000pt;">有效期: 24 个月有效。