

Hanks 平衡盐溶液(5×HBSS,无酚红)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
Hanks 平衡盐溶液(5×HBSS,无酚红)	JLC3093	500ml	185	4℃

操作步骤:

进行细胞培养过程中细胞的洗涤时,按 5×HBSS 溶液:无菌水=1:4 进行稀释,即取 5×HBSS 溶液 1 份、无菌水 4 份,充分混匀,即获得 HBSS 工作液。取 HBSS 工作液进行下游实验。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时,应注意无菌操作,避免被微生物污染。

为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。