

HEPES 粉剂(1mol/L,Free Acid)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
HEPES 粉剂(1mol/L,Free Acid)	JLC3119	100ml	80	RT

操作步骤:

取粉末溶解于水，补水至 100ml，即配制成 HEPES powder (1mol/L, Free Acid)。一般工作终浓度为 10～50mmol/L，最常用的浓度为 10mmol/L。如需无菌，可过滤除菌。

注意事项:

注意无菌操作，尽量避免污染。高浓度 HEPES 对某些细胞可能有一定毒性。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。