

台氏液粉剂(Tyrodes Solution)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
台氏液粉剂(Tyrodes Solution)	JLC3190	1l	35	RT

操作步骤:

根据实验具体要求操作。一般取 1L 包装的粉剂，充分溶解于去离子水即可，用于保存或清洗离体组织。

注意事项:

由于 Tyrodes Solution 含钙离子，容易产生沉淀。如果产生少许沉淀，可以加热溶解或过滤后使用，产生大量沉淀应弃用。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。