

STM 溶液(2M,pH7.4)

STM 溶液又称蔗糖-Tris-MgCl₂ 溶液，可用于分离上皮细胞的质膜。溶液(2M,pH7.4)主要由 0.25mM 蔗糖、10mMTris、MgCl₂ 等组成，过滤除菌，主要用于组织匀浆。

操作步骤：

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、注意无菌操作。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12 个月有效。