

SOB 培养基粉剂

SOB 培养基可以用于各种细菌培养，是分子生物学常规试剂。SOB 培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、氯化钾、氯化镁等组成，其胰蛋白胨浓度比常规 LB 培养基高 1 倍，溶于无菌水即可使用。如果严格要求无菌，应高压灭菌 20min。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
SOB 培养基粉剂	JLC3279	1L	95	RT

操作步骤：

根据实验具体要求操作。溶于无菌水并加入合适的抗菌素和菌种进行培养。如需无菌，应溶解于蒸馏水或去离子水，高压灭菌 20min。

注意事项：

注意无菌操作，尽量避免污染。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：24 个月有效。