

伊红染色液(醇溶,1%)

摘要

又称曙红染色液,常规切片染色

产品介绍

伊红染色液(醇溶,1%)

产品简介:

伊红(Eosin)又称曙红,属人工合成染料中的咕吨类染料,为桃红色或粉红色的粉末。伊红(醇溶)分子式为 $C_{20}H_8Br_4O_5$, 分子量为 649.9。伊红适宜与苏木精配合染色以显示正常或病理组织的形态结构。

伊红染色液(醇溶,1%)采用特有防腐剂,操作简单,不使用汞、甲醇等有毒试剂。常用于组织切片或培养细胞的染色,染色后细胞浆呈粉红色或红色。