

## 蛋白甘油粘贴剂

### 摘要

贴片剂，主要用于石蜡切片、冰冻切片、真菌子实体的粘贴。

### 产品介绍

贴片剂，主要用于石蜡切片、冰冻切片、真菌子实体的粘贴。又称为 Meyer 粘贴剂(迈耶粘贴剂)或蛋清甘油，常用于载玻片的粘贴，是最常用的一种粘贴剂，主要由蛋清、甘油、苯酚等组成，粘贴行较明胶粘贴剂稍差，但容易着色。主要由蛋白、甘油、防腐剂组成。