

动物灌注固定液

摘要

动物的灌注固定

产品介绍

动物灌注固定液

产品简介：

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。

动物灌注固定液主要由甲醛、蔗糖、鞣酸、硫酸镁等组成，固定均匀，组织收缩轻微。

动物灌注固定液是多聚甲醛或多聚甲醛与其他的混合物，该液适合于绝大多数动物灌注和固定。