

## 碳酸酐酶(CA)测试盒

分光光度法 50 管/48 样

### 测定意义:

碳酸酐酶(Carbonic Anhydrase, CA)是一种含锌金属酶,迄今在哺乳动物体内已发现至少有 11 种同工酶,它们的结构、分布、性质各异,多与各种上皮细胞泌 H<sup>+</sup>和碳酸氢盐有关,通过催化 CO<sub>2</sub> 水化反应及某些脂、醛类水化反应,参与多种离子交换,维持机体内环境稳态。

### 测定原理:

碳酸酐酶具有酯酶活性,可催化乙酸对硝基苯酯反应生成对硝基苯酚,通过检测 405nm 处吸光值上升速率反映碳酸酐酶活性。

### 需自备的仪器和用品:

分光光度计、水浴锅、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水。