

LB Lennox 固体培养基粉剂

LB Lennox 培养基是在经典 LB 培养基基础上，经过 Lennox 改良，使氯化钠的含量减半，可以用于各种细菌培养，常与盐敏感性抗菌素联合使用，是分子生物学常规试剂。

LB Lennox 固体培养基粉剂由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、琼脂粉组成，充分溶于无菌水，加热并制成固体平板。如果严格要求无菌，经 15psi 高压灭菌 20min。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
LB Lennox 固体培养基粉剂	JLC3272	1L	90	RT

操作步骤:

充分溶于无菌水，加热使琼脂粉完全溶解，并加入合适的抗菌素，倾倒成固体平板。

注意事项:

注意无菌操作，尽量避免污染。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。