

L-谷氨酸溶液(0.2mol/L)

L-谷氨酸(L-Glutamic acid)分子量为 147.13，分子式为 C₅H₉NO₄，CAS 号为 56-86-0，是生产味精、香料的原料，亦可用作哺乳动物细胞培养中培养基的添加剂，用途极为广泛。L-谷氨酸溶液(0.2mol/L)由 L-谷氨酸、去离子水组成，经过滤除菌处理。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
L-谷氨酸溶液(0.2mol/L)	JLC3303	100ml	100	-20℃

操作步骤:

按实验具体要求操作。

注意事项:

注意避免反复冻融，并且注意无菌操作。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。