

磷酸缓冲盐溶液(1*PBS,无钙镁)

| 产品名称 | 产品编号 | 产品规格 | 产品价格 | 产品条件 |
|--------------------|---------|-------|------|------|
| 磷酸缓冲盐溶液(1*PBS,无钙镁) | JLC3075 | 500ml | 49 | 4℃ |

操作步骤:

无需配制，直接使用。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时，应注意无菌操作，避免被微生物污染。Leagene 磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)由于不含钙离子，不易产生沉淀，出现该种情况后，一般置于温浴至沉淀溶解即可，如果产生较多沉淀应弃用。该试剂经高压灭菌处理。

有效期: 6个月有效。-20℃保存，12个月有效。亦可室温条件下短期存储。