

PaTu 8988t 人胰腺癌细胞

本产品仅供科研实验使用

基本信息：

产品品牌：晶抗生物

中文名称：人胰腺癌细胞

细胞简称：PaTu 8988t

细胞别称：PA -TU -8988T;PaT u8988t;PaT u8988T;PA TU 8988T;PaTu 8988 T;

P aT u-8988t;PA TU -8988T;PATU -T;8988T;PaC L4

细胞形态：上皮细胞样

生长特性：贴壁细胞

培养环境：空气, 95% ; CO₂, 5% 37°C

冻存条件：55% 基础培养基+40% FBS+5% D M S O 液氮

完全培养基：DMEM (PM150210) + 5%FBS(164210-50) + 5%HS(164215) + 1%P/S(PB
180120)

传代步骤：

- 1、吸出原培养液。
- 2、加入 2ml 左右 PBS, 轻轻晃动培养瓶润洗细胞,吸出 PBS 丢弃。
- 3、加入 1ml 左右 0.25% 胰蛋白酶溶液 (含 ED TA), 轻轻晃动培养瓶使之浸润所有细胞。
- 4、放入培养箱消化, 显微镜下看到细胞块中间的细胞明显变圆有间隙时可终止, 全程不要拍打培养瓶。
- 5、加入 3ml 含血清的培养基终止消化, 吹打细胞使之脱壁并在液体里反复吹打使细胞尽量

呈单颗粒细胞的悬浮液。

6、收集细胞悬液离心，1200rpm /min 3 分钟，离心完吸出上清丢弃。

7、加入新鲜培养基，吹打几下混匀细胞即可，按比例接种到新培养瓶，补足培养基，拧松瓶盖或使用透气瓶盖进行培养。

消化时间：3~ 5 分钟

传代比例（密度）：1:4-1:6

换液频次：2~ 3 次/周

细胞背景描述：

Established in 1985 from the liver metastasis of a primary pancreatic adenocarcinoma from a 64-year-old woman; sister cell line of PA-TU-8988S (D SM ACC 204)

倍增时间：~ 22-30 hours

供体年龄：女；64 岁

组织来源：胰腺

细胞类型：肿瘤细胞

肿瘤类型：胰腺癌细胞

生物安全等级：1

细胞保藏中心：DSMZ; ACC-162

收到常温细胞后如何处理：

细胞培养详细操作步骤请参照晶抗生物细胞培养操作指南

1.收到常温细胞后，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。

2.用 75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细

胞置于细胞培养箱内静置培养 2-4 小时，以便稳定细胞状态。

3.仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。

4.静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片 将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。

5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟我们联系；对于细胞培养操作及培养。可跟我们的技术支持交流。

订购热线 : 021 - 54720761

咨询 QQ : 2881498726

咨询电话 : 13166274233(微信同号)