

硫堇染色液(2%)

摘要

主要用于染色体染色如体细胞染色体和减数分裂染色，尤其适用于 X 染色质染色。硫堇染色亦可用于肥大细胞的染色，异染性物质呈紫红色，其他呈蓝色。

产品介绍

主要用于染色体染色如体细胞染色体和减数分裂染色，尤其适用于 X 染色质染色。硫堇染色亦可用于肥大细胞的染色，异染性物质呈紫红色，其他呈蓝色。适用于较难染色的物质