

阿利新蓝染色液(pH2.5)

摘要

又称标准阿利新蓝染色液,碳水化合物染色,如酸性黏蛋白、蛋白多糖、透明质酸等,但无法区分蛋白多糖和透明质酸。pH2.5 更适用于含唾液酸性粘液物质(或含羟基的粘液物质)、新型隐球菌染色, pH1.0 更适用于含硫酸化粘液物质染色。

产品介绍

阿利新蓝染色液(pH2.5)

产品简介:

阿利新蓝(Alcian)又称爱先蓝或阿尔辛蓝等,是一种类铜钛花青共轭染料,起初用于纺织纤维染色。这种阳离子染料与酸性基团结合,也即阿尔辛蓝与组织内含有的阴离子基团如羧基和硫酸根形成不溶性复合物。

阿利新蓝由中央含铜的酞菁环与四个异硫脲基通过硫醚键相连而成,该异硫脲基呈中度碱性,使阿利新蓝带阳离子。pH 值为 2.5 时,组织内的羧基电离,带有一个负电荷,与阿利新蓝中的阳离子形成盐键,使带有羧基的酸性黏液物质(硫酸黏蛋白和唾液黏蛋白)染色。pH 值为 1.0 时,组织内的硫酸根电离,带有一个负电荷,与阿利新蓝中的阳离子形成盐键,使带有硫酸根的组织(如硫酸黏液物质)染色。

阿利新蓝染色液(pH2.5)又称标准阿利新蓝染色液,利用染液的不同 pH 值可区分粘液物质的类属, pH 为 1 时,羧基(COOH)不着色,硫酸基(OSO₃H)着色, pH 为 2.5 时,羧基染色良好而硫酸粘液着色不佳,使硫酸黏蛋白和唾液黏蛋白着色。中性黏蛋白(如胃黏膜和 Brunner 腺体部位的中性黏蛋白)不能与阿利新蓝反应。本试剂仅适用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途