

Russell 改良 Movat 五色套染染色液

摘要

显示多种组织,主要显示动脉粥样硬化斑块:网状纤维、纤维素、胶原蛋白、弹力纤维,心肌平滑肌等

产品介绍

主要显示动脉粥样硬化斑块:网状纤维、纤维素、胶原蛋白、弹力纤维,心肌平滑肌等弹力纤维呈黑色,胶原蛋白、网状纤维呈黄色,背景呈蓝色,纤维素呈深红色,心肌平滑肌呈红色。弹力纤维分化一般 2-3 分钟。主要由阿利新蓝染液、苏木素溶液、氯化铁、硫代硫酸钠、藏红花等组成。