

嗜酸性粒细胞稀释液(计数液)

摘要

用于嗜酸性粒细胞计数

产品介绍

嗜酸性粒细胞(eosinophil, E)是白细胞的一种, 占白细胞总数的 0.5%~5%。嗜酸性粒细胞稀释液(Eosinophildilution)作用原理是血液经适量的 Eosinophildilution 稀释, 嗜酸性粒细胞在含有石楠红 B 中被染成红色, 而红细胞及其他白细胞破裂或溶解, 有时少量并未被破坏, 但不会被伊红着色。

充入计数池内, 在显微镜下计数体积内嗜酸性粒细胞数量, 换算求出每升血液中嗜酸性粒细胞的数量。该嗜酸性粒细胞稀释液仅用于科研领域, 不用于临床诊断。