

卡氏肺囊虫染色液(改良 Lendrum 法)

摘要

用于卡氏肺囊虫、病毒包涵体、小肠的潘氏颗粒、浆细胞的 Russel 小体和纤维素的染色。

产品介绍

用于卡氏肺囊虫、病毒包涵体、小肠的潘氏颗粒、浆细胞的 Russel 小体和纤维素的染色。甲醛固定，石蜡包埋。荧光桃红和酒石黄联合染色。卡氏肺囊虫滋养体和病毒包涵体呈亮红色，细胞核呈蓝褐色，背景呈黄色。