

网织红细胞染色液

摘要

用于网织红细胞活体染色

产品介绍

用于网织红细胞活体染色背景清楚,颜色鲜亮

产品简介:

网织红细胞是晚幼红细胞到完全成熟的红细胞之间的过度型细胞,由于其细胞浆中尚存在嗜碱性的 RNA 物质,用网织红细胞染色液进行活体染色后,胞浆中镜检可见有浅蓝或深蓝色的网状结构。

网织红细胞染色液由新亚 甲蓝或煌焦油蓝等组成,呈中性,用于网织红细胞活体染色,利用本染色液所染出的结果,背景颜色明亮清晰,而且不受长时间过度染色的影响。该染色液仅用于科研领域,不用于临床诊断或其他用途。