

乳酚油

摘要

主要由苯酚、乳酸、甘油等组成，适用于植物组织整体封藏，如藻、花粉粒、表皮撕片等其他小材料的封藏。乳酚油亦可作为浮载剂或封固剂，制作半永久的标本，用于病原真菌整体封固，植物组织整体封藏，如藻、花粉粒、表皮撕片等其他小材料的封藏

产品介绍

主要由苯酚、乳酸、甘油等组成，适用于植物组织整体封藏，如藻、花粉粒、表皮撕片等其他小材料的封藏。乳酚油亦可作为浮载剂或封固剂，制作半永久的标本，用于病原真菌整体封固，植物组织整体封藏，如藻、花粉粒、表皮撕片等其他小材料的封藏