

肥大细胞染色液(阿利新蓝沙黄法)

摘要

肥大细胞脱颗粒染色肥大细胞脱颗粒染色幼稚型肥大细胞颗粒呈蓝色,成熟些肥大细胞颗粒呈红色。

产品介绍

肥大细胞染色液(阿利新蓝沙黄法)

产品简介:

肥大细胞(Mast cell)是疏松结缔组织内常见的细胞,常成群的沿着小血管和淋巴管分布,也常见于支气管和胰腺的小叶间导管周围,一般细胞较大,直径约为 20-30 μm ,呈圆形或椭圆形,胞核较小、胞质内充满粗大且具有异染性嗜酸性颗粒。

肥大细胞染色液(阿利新蓝沙黄法)能够区分不同类型的异染颗粒,染色后幼稚型肥大细胞颗粒呈蓝色,成熟型肥大细胞颗粒呈红色,对比较为清楚。