

## DL-色氨酸

中文名：DL-色氨酸

英文名：DL-Tryptophan

CAS 号：54-12-6

分子式：C<sub>11</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

分子量：204.23

MDL 号：MFCD00064339

介绍：味稍甜。对光敏感。在碱液中稳定，遇强酸分解。水中溶解度: 10 g/L (20° C) 溶于碱性氢氧化物溶液，溶于热乙醇，不溶于氯仿，溶液盐酸。


熔点： 275-282° C

比重： 1.362

用途： 营养和生化研究，制备组织培养基

敏感性： 对光敏感

储存条件： RT，避光



Gelatins® 江蓝纯®

---