

## 靛红

中文名：靛红

英文名：Isatin

CAS 号：91-56-5

分子式：C<sub>8</sub>H<sub>5</sub>NO<sub>2</sub>

分子量：147.13

MDL 号：MFCD00005718

介绍：味苦。能升华。易溶于沸乙醇，溶于乙醚的沸水呈红棕色，溶于氢氧化碱呈紫色，放置后变黄色。水中溶解度:1.9 g/l。

熔点：203.5° C

用途：检验亚酮和银的沉淀剂。光度法测定噻吩、硫醇、噻吩、尿蓝姆和脯氨酸的试剂。

储存条件：RT

