

联苯菊酯

中文名：联苯菊酯

英文名：Bifenthrin

CAS 号：82657-04-3

分子式：C₂₃H₂₂ClF₃O₂

分子量：422.87

MDL 号：MFCD00143694

介绍：在水中溶解度为 0.1mg/l，溶于丙酮、氯仿、二氯甲烷、乙醚，甲苯，庚烷。微溶于戊烷，甲醇，原药在 25℃ 稳定 1 年以上，在常温下贮存稳定性大于 1 年。在 PH5-9（21℃）稳定 21 天，在土壤中 DT50-65-125 天。

敏感性：对光敏感

储存条件：RT,避光

