

三苯基氯化锡

中文名：三苯基氯化锡

英文名：Triphenyltin chloride

CAS 号：639-58-7

分子式：C₁₈H₁₅ClSn

分子量：385.47

MDL 号：MFCD00000519

介绍：不溶于水，易溶于有机溶剂(苯、二甲苯、乙醇等)，溶解后无色，常温下稳定。具有中等毒性，能在自然环境下降解和在生物体内代谢。在金属上的涂层不发生双电位腐蚀，见光分解成二苯基锡、一苯基锡至元素锡。

熔点：105° C

沸点：240° C

储存条件：在阴凉、干燥处避光保存。

敏感性：对光敏感

