

甲苯标准溶液 ,2000 μ g/ml,溶于吹扫-捕集甲醇溶液中

中文名：甲苯标准溶液 ,2000 μ g/ml,溶于吹扫-捕集甲醇溶液中

英文名：Toluene Standard

别名：甲苯;甲苯溶液;Toluene

CAS 号：108-88-3

分子式：C₆H₅CH₃

分子量：92.14

贮存条件：储存温度-20° C

密度：0.7915

产品介绍：挥发性有机化合物 (VOCs) 单组分标准液 US EPA 方法:502.2,524.2,8021,8021A,8021B,624,8240B,8260B

