

澳洲茄胺说明书

【中文名称】 澳洲茄胺

【英文名称】 Solasodine

【分子式】 C₂₇H₄₃NO₂

【分子量】 413.64

【CAS 号】 126-17-0

【性状】 白色结晶粉末

【溶解度】 溶于甲醇

【检测条件】 流动相：乙腈-0.05%七氟丁酸(30：70)体系为流动相，
检测波长为 210nm(仅供参考)

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.02\%$

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长

时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年