

柴胡皂苷 D 说明书

中文名：柴胡皂苷 D

英文名： Saikosaponin D

别名： 柴胡皂苷 D; Saikosaponin BII; Saikosaponin b2 std.;
Saikosaponin D; SAIKOSAPONIN B2 STANDARD; Saikosaponin D; (3 β , 4 α , 16 α)-13,28-Epoxy-16,23-dihydroxyolean-11-en-3-yl 6-deoxy-3-O- β -D-glucopyranosyl- β -D-galact

CAS 号： 20874-52-6

分子式： C₄₂H₆₈O₁₃

分子量： 780.98

熔点: 212-218℃

沸点: 893.7℃ at 760 mmHg

比旋光度: (EtOH)+37

储存条件: 2-8℃

来源: 柴胡

闪点: 494.3℃

外观: 白色粉末