

# 还原型谷胱甘肽说明书

中文名： 还原型谷胱甘肽

英文名： Glutathione reduced

别名： L-还原型谷胱甘肽

CAS 号： 70-18-8

分子式： C<sub>10</sub>H<sub>17</sub>N<sub>3</sub>O<sub>6</sub>S

分子量： 307.32

MDL： MFCD00065939

熔点: 192-195°C

比旋光度: (C=2, H<sub>2</sub>O)-17

储存条件: 2-8°C

来源: 微生物

外观: 白色粉末

溶解性: Soluble in DMF, ethanol, water (20 mg/ml) at 25 ° C, PBS(pH7.2) (~10 mg/ml), diluted alcohol, liquid ammonia, and DMSO.

用途: Used in treatment of heavy metal poisoning. Mediator of reaction

敏感性: 对空气敏感