

## 氢化可的松

中文名： 氢化可的松

英文名： Cortisol

CAS 号： 50-23-7

分子式： C<sub>21</sub>H<sub>30</sub>O<sub>5</sub>

分子量： 362.46

MDL: MFCD00011654

熔点： 211-214 °C

比旋光度： (CHCl<sub>3</sub>)+167;(dioxan)+157.5

储存条件： -20°C

来源： 合成

外观： 白色结晶粉末

用途： Topical antiinflammatory agent; glucocorticoid, antiallergic

敏感性： 对光敏感