

L-丝氨酸,化学对照品(100mg)

中文名: L-丝氨酸,化学对照品(100mg)

英文名: L-Serine

CAS 号: 56-45-1

分子式: C₃H₇NO₃

分子量: 105.093

MDL 号: MFCD00064224

熔 点: 228

比 重: 1.6

比旋光度: -7.9 (H₂O), -69.5 (5M HCl)

储存条件: 2-8°C

来 源: Widely distributed in proteins

溶解性: 溶于水 (20°C, 25g/100ml 水) 和无机酸, 不溶于有机溶剂、无水乙醇、乙醚和苯

用 途: 生化研究。配制组织培养基

