

## 尿嘧啶

中文名：尿嘧啶

英文名：Uraci

CAS 号：66-22-8

分子式：C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

分子量：112.09

熔 点： 335℃

储存条件： 2-8℃

来 源： 核酸

外 观： 白色结晶性粉末

溶解性： 易溶于热水，微溶于冷水，溶于氢氧化铵、稀氨水和其他碱类

用 途： 用于有机合成和生化研究，主要合成鸟苷等

