

LB 培养基

培养基是最经典的细菌培养基，简称 LB 培养基，可以用于各种细菌培养，是分子生物学常规试剂。

培养基主要由 1%胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠组成，一般 pH 值为 7.0，经 15psi 高压灭菌 20min。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
LB(Luria-Bertani) 培养基	JLC3267	500ml	115	-20℃ 避光

操作步骤:

1、根据实验具体要求操作。加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项:

注意无菌操作，尽量避免污染。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。