

HEPES-CHAPS 缓冲液(pH7.5)

HEPES-CHAPS 缓冲液主要由 25mM HEPES、DTT、0.1%CHAPS 等组成，pH7.5，多用于 Caspase 分析。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
HEPES-CHAPS 缓冲液(pH7.5)	JLC3374	100ml	120	4℃

操作步骤:

根据实验要求操作。

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。