

LB Lennox 培养基

培养基是在经典 LB 培养基基础上，经过 Lennox 改良，使氯化钠的含量减半，可以用于各种细菌培养，常与盐敏感性抗菌素联合使用，是分子生物学常规试剂。

培养基由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠组成，经 15psi 高压灭菌 20min。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
LB Lennox 培养基	JLC3270	500ml	140	RT

操作步骤:

根据实验具体要求操作。

加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项:

注意无菌操作，尽量避免污染。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。