

## GYT 培养基

GYT 培养基是由 Tung 等人发明的一种培养基，可以用于各种细菌培养，是分子生物学常规试剂。主要由胰蛋白胨、酵母提取物、甘油等组成，经无菌处理。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
GYT 培养基	JLC3274	500ml	170	4℃

**操作步骤:**

根据实验具体要求操作。加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

**注意事项:**

注意无菌操作，尽量避免污染。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6个月有效。