

磷酸缓冲盐溶液(1*PBS,含钙镁)

| 产品名称 | 产品编号 | 产品规格 | 产品价格 | 产品条件 |
|--------------------|---------|-------|------|------|
| 磷酸缓冲盐溶液(1*PBS,含钙镁) | JLC3074 | 500ml | 55 | 4℃ |

操作步骤:

无需配制, 直接使用。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。

磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,含钙镁)由于含有钙离子, 易产生少许沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生较多沉淀应弃用。

该试剂经高压灭菌处理。

有效期: 6个月有效。-20℃, 12个月有效。亦可室温下短期存储。