

羧甲基纤维素溶液(CMC,4%)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
羧甲基纤维素溶液(CMC,4%)	JLC3139	500ml	200	4℃

操作步骤:

根据实验具体要求操作，应稀释至恰当浓度使用。

注意事项:

Carboxymethyl Cellulose Solution (4%)为无菌溶液，请注意无菌操作。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。