

山梨醇-磷酸盐溶液(1.2mol/L,pH7.5)

山梨醇(Sorbitol)又称山梨糖醇、己六醇、D-山梨醇等，是一种不挥发多元糖醇。CAS 号为 50-70-4，分子量为 182.17。用于日化行业作为保湿剂、防冻剂等；用于食品行业作为保鲜剂、甜味剂等；用于医药行业作为维生素 C 的生产原料等。

山梨醇-磷酸盐溶液(1.2mol/L,pH7.5)主要由山梨醇、磷酸钾、EDTA 组成，用于分离细胞核等。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
山梨醇-磷酸盐溶液(1.2mol/L,pH7.5)	JLC3048	100ml	150	RT

操作步骤:

根据实验具体要求操作。

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。